

BCE天びんからYDP20(YDP30)へRS232での出力

- ・ザルトリウス天びんEntris IIのBCEはYDP20(YDP30)にGLP印字の設定でナンバーと重量値を2行で出力が可能です。天びんの機器IDも印字可能です。

天びんとYDP20を接続する場合YCC-D09MFケーブルとACアダプターが必要です。

YDP30の場合はYCC-D09MMのケーブルが必要です。

BCE天びんのメニュー設定ボタンとメニューツリー



メニュー設定ボタン
(画面左上)

メニューツリー

```

SETUP
DEVICE      ---- RS232  --- DAT.REC --- YDP20(YDP30)
DATA.OUTPUT ---- PRNT.PARA ---- GLP-- ALWAYS
APPLIC.
INPUT       ---- DEV.ID
            ---- SPL.ID -- PRINT --- ON
            -- START
            -- MODE --- COUNT.UP
  
```

INFO
LANGUADE

BCE天びんの設定

- ・天びんのRS232のポートにYDP20(YDP30)を指定のケーブルで接続します。
- ・天びんのメニューから下記の設定を行います。

DEVICE => RS232 => DAT.REC => YDP20(YDP30)

DATA.OUTPUT => PRINT.PARA => GLP => AL.WAYS

INPUT => DEV.ID => (機器ID番号を登録)

=> SPL.ID => PRINT => ON

=> MODE => CUNT.UP を設定

- ・YDP20への出力は天びんの印刷ボタンを押します。終了時は右上の「GLP」をタッチ

印字例

30-Mar-2023	10:20
Sartorius	
Mod.	BCE2201I-1SJP
Ser. no.	43896770
APC	01-76-05.03.03
BAC	00-59-05.03.03
ID	1001

S ID	1
G	+ 214.1 g
S ID	2
G	+ 219.1 g
S ID	3
G	+ 218.7 g
S ID	4
N	+ 224.2 g

30-Mar-2023	10:25
Name:	

注意点

- ・GLPがONの場合のみ可能です。
- ・サンプルIDを1番から始める場合は一度スタンバイにする必要がある。連続で測定すると連番になります。印字例で4番で終了しているので次は5番から始まります。
- ・デバイスIDとサンプルIDの入力は14桁まで入力できるが登録する数字以外の残りはスペースで満たさなければなりません。

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001東京都品川区北品川1-8-11Daiwa 品川Northビル4階

Phone: 03 6478 5200 Fax: 03 6478 5494

Email: hp.info@sartorius.com