

# SARTORIUS

## 日本薬局方対応サービス開始

### 開始 | 2024年11月11日

ザルトリウス・ジャパン株式会社

Lab Products & Services 技術部

Simplifying Progress



# 日本薬局方検査サービス 開始 | 2024年11月11日

日本薬局方第18局第2追補（令和6年6月28日厚生労働省告示238号）

## 一般試験法9.62計量器・容器に対応

一般試験法 9.62 計量器・容器の項では、使用するはかり（天秤）及び分銅に関する要求事項が記載されています。まずはご使用中のはかり（天秤）が日本薬局方の要件を満たしているか確認するための検査及びJCSS校正の実施が必要となりました。

### 9.62要求事項

#### トレーサビリティ

国際単位系（SI）へトレーサビリティが確保された校正を実施していること

繰返し性（併行精度）及び正確さの要件を満たす性能を有すること

### ザルトリウスご提供サービス

#### JCSS校正サービス

JCSS校正証明書（EURAMET cg-18準拠の天びんトレーサビリティ証明書）を発行

#### NEW | 日本薬局方検査サービス

日本薬局方の要求事項に対応した性能試験の報告書を発行

### スケジュール

第18改正  
第2追補  
2024年6月28日

第19改正  
2026年  
(予定)

第20改正  
2031年  
(予定)

一般試験法9.62の検査	○（必須）	○（必須）	○（必須）
最小計量の考え方の導入	経過措置期間	経過措置期間（予定）	○（予定）

### お問い合わせ先

## ザルトリウス・ジャパン株式会社

#### 本社

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川

Northビル4階

TEL 03 6478 5200

FAX 03 6478 5494

[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Email : [service.jp@sartorius.com](mailto:service.jp@sartorius.com)

#### JCSS校正サービス市ヶ谷オフィス

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34

TEL 03 4586 0580

FAX 03 4586 0581

#### 名古屋営業所

〒450-6411 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルテング11階

#### 大阪営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39 新大阪NKビル3階