

MCAシリーズ  
2.データ保管機器の表示（ひょう量記録確認）



### < 設定

機器情報

ユーザー管理

アクセス管理

タイマー管理措置

ひょう量と印刷のプロファイル

接続

### < 機器情報

一般機器情報

サービス

データ保管機器の表示

監査証跡の表示

ソフトウェアライセンス

← データ保管機器 (0%)



項目が見つかりませんでした

最大15万件天びん本体内に記録されます。  
プリンタへの出力はData Integrityの観点から、後からはできません。  
後から出力するオプションは、上部の  からUSBメモリにhtml形式で出力、  
またはLANケーブルで天びんとPCを接続し、Web上からhtml形式でダウンロード可能です。

Thank you.