

SARTORIUS

あなたのラボに倍の価値を、
Proline® Plus手動ピペット特別オファー！



この機会に、ぜひザルトリウスの高品質な製品で
ラボの効率を向上させましょう！

Proline®Plus が50%割引でご購入いただけます！

1日限定: 2025年12月12日 (金)

1日限定キャンペーンをお見逃しなく！

お見積もりの依頼はご利用の代理店様までご連絡ください。

*本プロモーションには適用条件がございます。裏面の利用規約を
ご確認ください。

Proline® Plus 手動ピペット・シングルチャンネル 仕様 (容量可変)

製品番号	チャン ネル	容量範囲 (μL)	最小可変 試験容量 × 系統誤差 (正確度)				偶然誤差 (再現性) ≤ (%)	適合チップ*1 スタンダード フィルター付き	価格	出荷時JCSS 校正・合否判定付き GLP/GMP、各種ISOに対応*2
			単位 (μL)	(μL)	± (%)	± (μL)				
728010	1	■ 0.3-3	0.002	3	1.60 %	0.048 μL	0.80 %	0.024 μL	790010	790011F
				1.5	3.00 %	0.045 μL	1.60 %	0.024 μL		
				0.3	12.00 %	0.036 μL	6.00 %	0.018 μL		
728020	1	■ 1-10	0.01	10	1.00 %	0.100 μL	0.60 %	0.060 μL	790010	790011F
				5	1.50 %	0.075 μL	1.00 %	0.050 μL		
				1	3.00 %	0.030 μL	2.00 %	0.020 μL		
728030	1	■ 2-20	0.02	20	1.00 %	0.200 μL	0.40 %	0.080 μL	790200	790021F
				10	1.50 %	0.150 μL	0.70 %	0.070 μL		
				2	6.00 %	0.120 μL	3.00 %	0.060 μL		
728040	1	■ 5-50	0.10	50	1.00 %	0.500 μL	0.30 %	0.150 μL	790200	790101F
				25	1.60 %	0.400 μL	0.50 %	0.125 μL		
				5	5.00 %	0.250 μL	1.50 %	0.075 μL		
728050	1	■ 10-100	0.10	100	0.80 %	0.80 μL	0.20 %	0.20 μL	790200	790101F
				50	1.00 %	0.50 μL	0.30 %	0.15 μL		
				10	3.00 %	0.30 μL	1.00 %	0.10 μL		
728060	1	■ 20-200	0.20	200	0.60 %	1.20 μL	0.20 %	0.40 μL	790200	790201F
				100	1.00 %	1.00 μL	0.30 %	0.30 μL		
				20	2.50 %	0.50 μL	0.90 %	0.18 μL		
728070	1	■ 100-1,000	1.00	1,000	0.70 %	7.0 μL	0.20 %	2.0 μL	791000	791001F
				500	0.90 %	4.5 μL	0.20 %	1.0 μL		
				100	3.00 %	3.0 μL	0.60 %	0.6 μL		
728080	1	■ 500-5,000	10.0	5,000	0.60 %	30 μL	0.20 %	10 μL	780304	LH-795001F
				2,500	0.70 %	17.5 μL	0.25 %	6.25 μL		
				500	2.40 %	12 μL	0.60 %	3 μL		
728090	1	■ 1,000-10,000	20.0	10,000	0.60 %	60 μL	0.20 %	20 μL	LH-780314	—
				5,000	1.20 %	60 μL	0.30 %	15 μL		
				1,000	3.00 %	30 μL	0.60 %	6 μL		

Proline® Plus 手動ピペット・マルチチャンネル 仕様 (容量可変)

製品番号	チャン ネル	容量範囲 (μL)	最小可変 試験容量 × 系統誤差 (正確度)				偶然誤差 (再現性) ≤ (%)	適合チップ*1 スタンダード フィルター付き	価格	出荷時JCSS 校正・合否判定付き GLP/GMP、各種ISOに対応*2
			単位 (μL)	(μL)	± (%)	± (μL)				
728120	8	■ 1-10	0.01	10	1.50 %	0.150 μL	1.00 %	0.100 μL	790010	790011F
				5	2.50 %	0.125 μL	2.00 %	0.100 μL		
				1	5.50 %	0.055 μL	4.00 %	0.040 μL		
728130	8	■ 10-100	0.10	100	0.90 %	0.90 μL	0.40 %	0.40 μL	790200	790101F
				50	1.20 %	0.60 μL	0.60 %	0.30 μL		
				10	4.00 %	0.40 μL	2.00 %	0.20 μL		
728140	8	■ 30-300	0.20	300	0.60 %	1.80 μL	0.25 %	0.75 μL	790350	790301F
				150	1.00 %	1.50 μL	0.40 %	0.60 μL		
				30	3.00 %	0.90 μL	1.00 %	0.30 μL		
728220	12	■ 1-10	0.01	10	1.50 %	0.150 μL	1.00 %	0.100 μL	790010	790011F
				5	2.50 %	0.125 μL	2.00 %	0.100 μL		
				1	5.50 %	0.055 μL	4.00 %	0.040 μL		
728230	12	■ 10-100	0.10	100	0.90 %	0.90 μL	0.40 %	0.40 μL	790200	790101F
				50	1.20 %	0.60 μL	0.60 %	0.30 μL		
				10	4.00 %	0.40 μL	2.00 %	0.20 μL		
728240	12	■ 30-300	0.20	300	0.60 %	1.80 μL	0.25 %	0.75 μL	790350	790301F
				150	1.00 %	1.50 μL	0.40 %	0.60 μL		
				30	3.00 %	0.90 μL	1.00 %	0.30 μL		

*1 ピペットの最大容量の100%、50%、10%もしくは最小容量値をISO8655の環境に準じて試験しました。結果は右側の値を確認ください。仕様値は改良の理由で予告なく変更することがあります

*2 ご購入時のピペットに校正をしてJCSS校正証明出を添付します。合否判定試験者付きです。JIS、日本薬局法、ISO/IEC17025、GMP、GLPに準拠する証明を発行します。JCSS校正のお申し込みは専用申込書を必ずご使用ください。

12.12 利用規約

- 50%割引を利用するには、最低24本のProline®Plusピペットを注文する必要があります。24の倍数も適用されます。
- 50%割引は、同じ取引内で12本の購入内容と同じ12本の追加購入の場合にのみ適用されます。
- このプロモーションは、消費税を除く日本で指定された現在のリスト価格での対象となるProline®Plusに有効です。
- 型番によっては、納期のご相談をさせていただく場合があります。
- 他のザルトリウスのプロモーションオファーと組み合わせることはできません。
- 2025年12月12日以前または以後に受け取った注文は対象外です。
- このオファーは2025年12月12日のみ有効で、日本時間の0時に終了します。